



Dr. Arabin
dare to care

UMRECHNUNGSTABELLE ZUR ANPASSUNG VON ARABIN® WÜRFEL-PESSAREN

ARABIN® Ring Pessar	ARABIN® Würfel Pessar
50 mm	Größe 0 – 25 mm
55 – 60 mm	Größe 1 – 29 mm
60 – 70 mm	Größe 2 – 32 mm
70 – 75 mm	Größe 3 – 37 mm
80 – 85 mm	Größe 4 – 41 mm
ab 90 mm	Größe 5 – 45 mm

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vorlage_Arabin_Umrechnung_26.07.2018.docx



Dr. Arabin GmbH & Co. KG
Alfred-Herrhausen-Str. 44
DE 58455 Witten
Amtsgericht Bochum: HRA 4779

Tel:
Fax:
Email:
Web:

+49 2302-189 214
+49 2302-189 216
info@dr-arabin.de
www.dr-arabin.de

Stadtparkasse Witten
IBAN: DE50 4525 0035 0002 0020 12
BIC: WELADED1WTN
IK = 330593 201

Geschäftsführer:
Dr. Arabin Verw.- u. Bet.-GmbH
Amtsgericht Bochum: HRB 8364
UStIDNr.: DE126559837